

# PRODUKTSORTIMENT 2011

---

**Postadress**  
Box 37  
746 21 BÅLSTA  
SVERIGE

**Besöksadress**  
Sjövägen 12  
746 31 BÅLSTA  
SVERIGE

**Telefon** +46-171 44 84 60

**Fax** +46-171 554 05  
**E-post** [info@pulmicare.se](mailto:info@pulmicare.se)

**Internet**

**Postgiro** 4 48 19-1  
**Bankgiro** 375-5824  
**VAT reg nr** SE556772477701

## ANESTESI

### ANESTESIARBETSSTATIONER

#### LEON plus

En anestesiarbetsstation som har allt. Liten och smidig (mått 1,38 cm hög, 65 cm djup, vikt 98 kg), kan användas under transport med sin batteridrift och lösa tuber i 60min. Utrustningen är anpassad för neonatal, pediatrik och vuxen anesthesi. Den har alla ventilationsmoder såsom PCV, VCV, PSV, S-IMV, S-PCV, CPAP/HLM, MAN./SPONT.AND. Den väl anpassade ventilatorn kan ventilera med endast 5 ml i volymkontrollerad mode. Skärmen är en pekskärm i färg.



Anesthesiarbetsstationen har 3 stora lådor och ett skåp på framsidan samt en utdragbar skrivskiva. Baksidan har skåp för förvaring av gasflaskor etc. För mer information kontakta oss eller besök vår hemsida [www.pulmicare.se](http://www.pulmicare.se).

LEON En enklare anesthesiarbetsstation än Leon plus. Enheten har rotametrar istället för elektronisk gasmix. En mindre skärm, ej pekskärm. För mer information kontakta oss.



## ANDNINGSKRETSAR OCH ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL ANESTESIENHETER

	Coaxslang, 1,8m BTS 805	wi-270.359	10/fp
	Absorber Intersurgicalfattning engångs	hl-0209360	st
	Samplingslang	100/fp	
	Bakteriefilter; se rubrik FILTER		

## ANESTESIMASKER ENGÅNGS/FLERGÅNGS

Anestesimask silikon stl. 0	me-HSI1010	5/fp
Anestesimask silikon stl.1	me-HSI1011	5/fp
Anestesimask silikon stl 2	me-HSI1012	5/fp
Anestesimask silikon stl.3	me-HSI1013	5/fp
Anestesimask silikon stl.4	me-HSI1014	5/fp
Anestesimask silikon stl.5	me-HSI1015	5/fp
Anestesimask eng. stl 0	me-HSI2016	20/fp
Anestesimask eng stl 1	me-HSI2047	20/fp
Anestesimask eng stl 2	me-HSI2048	20/fp
Anestesimask eng stl 3	me-HSI2049	20/fp
Anestesimask eng stl 4	me-HSI2050	20/fp
Anestesimask eng stl 5	me-HSI2051	20/fp



## INTENSIVVÅRD/NEONATALVÅRD

### SYSTEM

#### VENTILATORER

Leoni 2 barnventilator för barn upp till 30 kg. Har alla vanliga ventilationsmode inkl. CPAP och Ncpap. Har 3 tim. batteridrift och lämpar sig utmärkt för transporter både inom och utanför sjukhuset. För mer information kontakta oss eller besök vår hemsidan [www.pulmicare.se](http://www.pulmicare.se).



Leoni Plus barnventilator för barn upp till 30 kg. Har alla vanliga ventilationsmoder inkl. CPAP och nCPAP, NIV samt HFOV och nHFO. Enheten har batteridrift upp till 60 min även i HFOV. Gasåtgången vid HFOV är minimal, vilket gör att ventilatorn lämpar sig utmärkt för transporter inom och utanför sjukhuset.

För mer information kontakta oss eller besök vår hemsida [www.pulmicare.se](http://www.pulmicare.se)



#### ÖPPENVÅRDSKUVÖSER

En öppenvårdskuvös från Heinen und Löwenstein med inbyggd våg. För mer information kontakta oss eller besök vår hemsida [www.pulmicare.se](http://www.pulmicare.se).



## BEFUKTNINGSSYSTEM FÖR AKTIV BEFUKTNING

### GRUNDLER BEFUKTNINGSSYSTEM

#### Ny befuktare DELTA A 4



Jämför storleken

En helt ny befuktare från Grundler med samma effektiva pumpfunktion som den tidigare modellen, HC 200. Andningskretsarna är detsamma och de nya kamrarna passar både Delta 4 och HC 200 trots det mycket mindre formatet.

Delta 4 kan drivas på batteri och väger endast 1,7 kg.

#### HC 200



gr-000200

Befuktare HC 200 är en helt flödesoberoende befuktare. Den lämpar sig väl inom neonatalvård och hemsjukvård. Med sin konstruktion där vattnet pumpas runt i systemet kan slangsystemet sitta på patienten upp till 30 dagar. Med sin stora spännvidd från extremt låga flöden till mycket stora flöden är applikationen mångsidig, **respiratorvård, cpap och syrgasbehandling** i ett och samma slangsystem. En patient, ett slangsystem är idén. Det spar både pengar och miljö.

Andningskretsarna har värmeslingan liggande på utsidan av slangen. Insidan är helt ren, vilket leder till en mycket låg resistans.

Andningskrets neonatal – barn (0-15 kg), 10 mm. Uppv. insp.- och expirationsslang, anslutningslang och kammare

# PulmiCare AB



gr-001433 12st/förp

Andningskrets neonatal- barn (0-15 kg), 10 mm, uppvärmd insp.slang för CPAP och O<sub>2</sub> behandling inkl. tryckslang



gr-000845 best.styckvis

Andningskrets vuxen, 15 mm (15 kg-) dubbeluppvärmd, kammare



gr-000537 best. styckvis

Andningskrets vuxen, 15 mm(15kg-) singelsystem för hemventilatorer utan expirationsvalv, inkl. exp. ventil och tryckslang, kammare



gr-000549 best. styckvis

Kammare engångs till HC 200 och HC 180. Ingår i gr-000549 och gr-000537.



gr-000447 best. styckvis

## FILTERVÄRMARE

För att minska kondens in i ventilatorerna och för att kunna använda samma kammare till fler patienter används filter och filtervärmare. Filtervärmaren håller filtret torrt under hela behandlingsperioden( upp till 30 dagar) och byts enbart mellan patienterna. Passar alla typer av ventilatorer och levereras med eluttag till vägg eller direkt i befuktaren, HC 200/ Delta 4.

För mer information, se under rubriken "Filter för anestesienheter och ventilatorer".

## WILAMED BEFUKTNINGSSYSTEM

### BEFUKTARE AIRCON

AIRCON är Wilameds nya befuktare som värmer plattan så att vattnet sjugar och släpper ifrån sig fukt till förbipasserande gas, sk "Pass over humidity". Aircons nya teknik gör det möjligt att öka värmen på expirationen och den har Invasiv, Mask och egentemperatur inställningar både manuellt och automatiskt. Enheten har en kammaravkänning som är helautomatisk. Enheten är dessutom vattenskyddad.



### TILLBEHÖR BEFUKTARE AIRCON

#### Temperaturprobe

För slangset upp till 1,5 m 1

#### Eladaptar för värmeslingor

Dubbel 1


### ANDNINGSKRETSAR till Wilamedbefuktaren

Vuxenslangar (från 15 kg) BTS 305, är försedda med en strumpa över inspirations- och expirationsslangen för bättre värmeisolering. Passar till alla ventilatorer, inkl. kammare



wi-270.421 10/fp

Vuxenslangar (från 15 kg), är försedda med strumpa över inspirationsslangen för bättre värmeisolering och vattenfälla på expirationsslangen. Passar till alla ventilatorer, inkl. kammare.



wi-270.512

Neo/barnslangor, BTS 105W, (upp till 15 kg) uppvärmd insp.och exp.slang, inkl kammare samt adapter för inhalation med Aeroneb. 60 cm anslutnings slang och proximal tryckslang. Passar alla ventilatorer.



wi-270.023


## MEDISIZE BEFUKTNINGSSYSTEM

### BEFUKTARE

HME-booster

me-350 920 400

1



HME booster är ett enkelt HME system som ger god aktiv befuktning utan att orsaka kondens i slangsystemet. Genom att koppla en sterilvattenpåse till filtret (se bild till vänster) fuktas och värms filtret med boostern (högra bilden). Ger patienten hög fuktighet i den sista biten till patienten. Rekommenderas för korttidsbehandling i respirator. Har ett mycket lågt motstånd. Byts en gång per dygn. Enheten går på 12-250V och pluggas in i vanligt eluttag eller konverter. Vill du veta mer? Hör av dig till oss så berättar vi mer, eller besök vår webbsida; [www.pulmicare.se](http://www.pulmicare.se).

### FILTER TILL HME BOOSTERN

HME filter Hygrovent Gold Stand

me-355 005 015

100

HME filter Hygrovent S

me-354 205 010


20

HME filter till HME boostern

# PulmiCare AB



me-355 005 015



me-354 205 010

## NEOPUFFSLANGAR ENGÅNGS

Neopuffslang eng. inkl T-stycke PEEP vent

wi-270.537 20/fp

Neopuffslang eng inkl T-stycke PEEP vent. Uppv för aktiv befuktning

wi-270.538 10/fp

## KAMMARE TILL BEFUKTNINGSSYSTEM PMH 5000, MR 730, MR850

Engångs autofyllning

wi-260028 30/fp

Engångs autofyllning, spec. för CPAP

med höga flöden för en optimerad befuktning.

Kommer under 2011

## SYRGASTERAPI MED AKTIV BEFUKTNING

### SYRGASGRIMMOR KORTA FÖR O<sub>2</sub> BEHANDLING MED AKTIV BEFUKTNING

Pediatrisk wi-270429 25

Infant wi-270430 25

Neonatal wi-270434 25

Prematur wi-270431 25

## VENTILER OCH ADAPTRAR

Högfrekvensventil gr-001095 1

Adapter flergångs, 27i/22o gr-000736 1

No kit wi-270.096

Adaptrar för anslutning 22 mm – O<sub>2</sub> me- GO4404



me-GO4401

Används för O<sub>2</sub> behandling med Grundler befuktningssystem.

## FILTER TILL ANESTESIENHETER OCH VENTILATORER

Filter HEPA för anesthesienheter och ventilatorer

me-300 400 000 50/fp



Filtret kan användas både apparatnära och patientnära

HEPA filter uppvärmt Passar Grundlers filtervärmare

F200L, 27mm. m/f.

gr-000316

50

HEPA filter uppvärmt. Passar Grundlers filtervärmare

F200S 27 mm F/22 mm M

gr-001165

50

## FILTERVÄRMARE FÖR HEPA FILTER

Värmare för filter fast montage FH200 gr-000912

1

Värmare för filter löst montage gr-001075

1

Dessa värmare monteras kring HEPA filtret och värmer det så att filtret håller sig torrt och inte fuktas av utandningsgasen. Problem med fuktiga expirationsfilter försvinner. Filtervärmaren för löst montage passar alla ventilatorer och minskar problemen med vatten i expirationsvalvet. Det kopplas direkt till vägguttaget. Passar till filter gr-000316 och gr-001165.

## MASKER FÖR NIV OCH CPAPSYSTEM TILL NEONATAL OCH VUXEN

### NIVMASKER



Helmask Medisize NIV

Stl. S      me-HSI10217

Stl. M      me-HSI10214

Stl L      me-HSI10211

## CPAP SYSTEM OCH TILLBEHÖR FÖR NEONATALVÅRD

### PRECISION FLOW™

Ett högflödessystem för mixad gastillförsel som har en inbyggd befuktning. Systemet kan leverera flöden från 1-16L/min och en mix mellan 21-100% syrgas. Därtill en befuktning som kan ställas från 33° upp till 39°.

### Tillbehör som passar till Infant flow CPAP, Sindi och Leoni 2/Leoni plus

**Neojet** är ett Ncpap system för alla typer av CPAPer. Alla delar ligger packade separat och efter storlek. Anslutningsslangen med tillhörande tryckslang används för CPAP behandling via Leoni-respiratorerna. Systemet är enkelt och smidigt och är modifierbart. Extra band finns separat till mössorna.



Neojetaggreat	hl-NJ2000hl	20
Neojet prongs; micro	hl-NJ1500-01	10
Small	hl-NJ1500-21	10
Medium	hl-NJ1500-02	10
Large	hl-NJ1500-22	10

# PulmiCare AB


	X-Large	hl-NJ1500-03	10	
Neojet masker; S		hl-NJ1500-04	10	
	M.	hl-NJ1500-05	10	
	L.	hl-NJ1500-06	10	
Mössor	XS	hl-NJ1514-10	10	NCPAP mössor
	S	hl-NJ1515-10	10	
	M	hl-NJ1516-10	10	
	L	hl-NJ1517-10	10	
	XL	hl-NJ1518-10	10	
	XXL	hl-NJ1519-10	10	
	XXXL	hl-NJ1520-10	10	
Extraband till mössorna				
	Stl S	hl-me1212-01	10	
	Stl M	hl-me1212-02	10	
	Stl L	hl-me1212-03	10	

## ANSLUTNINGSSLANG FÖR CPAP VIA VENTILATOR



Best.nr. hl-NJ1240 (10st/fp)

## nCPAP FÖR INFANT FLOW, nSpire från Inspiration Health Care



Finns i storlekarna S,M och L. Alla storlekarna ligger förpackade i samma förpackning. Passar alla typer av slangsystem.

### **Inspire nCPAP™**

#### **Beskrivning**

#### **Artikelnr**

Inspire nCPAP™ generator 10st	IH-ihc600/10
Inspire nCPAP™ generator & slangar 20 st	IH-ihc4010/20
Inspire nCPAP™ generator & slangar med Ljuddämpare, 20st.	IH-ihc4009/20
Inspire nCPAP™ generator med F&P Uppvärt slangsystem, 10st	IH-ihc600/RT124
Inspire nCPAP™ generator Uppvärt slangsystem, inkl. kammare 290 autofill 10st	IH-ihc600/RT324
Inspire nCPAP™ generator med ouppvärmda slangar, 20 st	IH-ihc4011/20
Inspire nCPAP™ ljuddämp 20st	IH-ihc602/20
<b>Masker och prongs</b>	
Inspire nCPAP™ Mask XS 10st	IH-ihc609/10
Inspire nCPAP™ Mask XL 10st	IH-ihc610/10



Inspire nCPAP™ Prongs S 10st	IH-ihc605/10
Inspire nCPAP™ Prongs M 10st	IH-ihc606/10
Inspire nCPAP™ Prongs L 10st	IH-ihc607/10

### **Mössor**


Inspire nCPAP™ Vit 10st	IH-ihbwh000/10
Inspire nCPAP™ Grå 10st	IH-ihbgy00/10
Inspire nCPAP™ Rosa 10st	IH-ihbpb0/10
Inspire nCPAP™ Brun 10st	IH-ihbbr1/10
Inspire nCPAP™ Gul 10st	IH-ihbye2/10
Inspire nCPAP™ Blå 10st	IH-ihbb3/10
Inspire nCPAP™ Guld 10st	IH-ihbgo4/10
Inspire nCPAP™ Grön 10st	IH-ihgr5/10
Inspire nCPAP™ Burgundy 10st	IH-ihbor7/10
Inspire nCPAP™ Mörkgrön 10st	IH-ihbdg8/10
Inspire nCPAP™ Marin 10st	IH-ihbna9/10

### **CPAP TÄTNING FÖR BARN**

#### **CANNULAIDE CPAP tätning för barn med prongs (Leoni 2/Plus och Infant flow system)**

**Cannulaide CPAP tätning** för barn har syftet att sluta tätt runt prongsen/näsaggregatet för att få en utmärkt CPAP behandling. Cannulaides minskar också risken för trycksår då inte banden behöver dras åt så hårt eftersom man inte har något läckage och prongsen hänger fritt i näsborrarna. Fixeringsbandet under näsan gör att mössans band kan styras undan från okbenet och också där ge ett minskat tryck och därmed mindre svullna ögon. Cannulaides sitter på patienten mellan 24-36 timmar. De är lätta att få bort. Ett instruktionsblad medföljer vid beställningen. Instruktions CD finns att tillgå med svensk textning.

# PulmiCare AB



**Cannulaides** finns i 5 olika storlekar och går på vikten. Var noga med att rengöra och torka torrt innan applicering.

Cannulaide stl 0	be-CA100	25
Cannulaide stl 1	be-CA101	25
Cannulaide stl 2	be-CA102	25
Cannulaide stl 3	be-CA103	25
Cannulaide stl 4	be-CA104	25
Cannulaide startkit		
5 av varje stl.	be-CA105	25

**Sticky Whiskers** fixering för sond och syrgasgrimma för neonatalbarn. Slipper tejp då fixering är av hydrokolloid som värms fast på huden. Den sträva kardborrliknande ytan fäster utmärkt med velcore som fästes på sonden eller grimman. Sond och grimma kan flyttas fritt utan att det behövs tejpas på nytt. Skonsamt för huden.

**Mini Whiskers** fixering för sond och syrgasgrimma för de allra minsta med känslig hud. Har samma funktion som Sticky Whiskers.



Sticky Whiskers	be-SW102	25
MINI Whiskers	be-MW100	25

# PulmiCare AB

---

**Postadress**  
Box 37  
746 21 BÅLSTA  
SVERIGE

**Besöksadress**  
Sjövägen 12  
746 31 BÅLSTA  
SVERIGE

**Telefon** +46-17144 84 60

**Fax** +46-171 554 05

**E-post** [info@pulmicare.se](mailto:info@pulmicare.se)

**Internet**

**Postgiro** 4 48 19-1  
**Bankgiro** 375-5824  
**VAT reg nr** SE556772477701  
[www.pulmicare.se](http://www.pulmicare.se)